

آنزیم سوپر Pfu نو ترکیب (Recombinant super Pfu)

(Cat-No: □ M1115-100, □ M1115-500)

الف) مقدمه

آنزیم DNA پلیمرز Pfu یک آنزیم پایدار در برابر دمای بالاست که دارای وزن مولکولی نسبی ۹۲ kDa می باشد. این آنزیم دارای منشا پیروکوکوس فیوریوس (*Pyrococcus furiosus*) می باشد و سنتز نوکلئوتیدها را در جهت ۳' → ۵' کاتالیز می کند. به علاوه آنزیم Pfu دارای فعالیت اگزونوکلئازی ۵' → ۳' نیز می باشد (Proof reading). نوکلئوتیدهای غلط در حین سنتز DNA توسط فعالیت تصحیح خطای آن حذف می شود. این آنزیم در واکنش های PCR که نیاز به سنتز با صحت بالا دارند کاربرد وسیع دارد. میزان خطای آنزیم ۲/۶ نوکلئوتید در تکثیر یک میلیون جفت باز می باشد. آنزیم سوپر Pfu شکل تغییر یافته Pfu می باشد که به آن یک دُمین فعال-سازی افزوده شده است به طوری که نسبت به Pfu معمولی هم طول های بیشتر ژن را تکثیر و هم سرعت سنتز بالاتری دارد.

ب) کاربردهای آنزیم

۱- PCR با صحت بالا

۲- تکثیر محصول PCR برای کلونینگ یا بیان ژن

۳- جهش زایی هدفدار

ج) منبع آنزیم

ژن آنزیم نو ترکیب باکتری پیروکوکوس فیوریوس در *E. coli* بیان و تخلیص شده و در بافر ذخیره حاوی گلیسرول و سایر نگهدارنده ها ذخیره شده است.

د) محتویات کیت

ردیف	اجزا کیت	مقدار
۱	آنزیم سوپر Pfu (۲ U/μl)	۱۰۰ یا ۵۰۰ واحد
۲	بافر ۵X	۱ میلی لیتر
۳	MgCl ₂	۱ میلی لیتر
۴	نمونه کنترل مثبت برای آنزیم و PCR	۱۰ میکرو لیتر

نگهداری: کیت Pfu در روی یخ ارسال می شود و بلافاصله بعد از رسیدن در دمای °C ۲۰- نگهداری شود.



ه) معرف‌هایی که توسط محقق باید تامین شود:

۱- مخلوط dNTP

۲- پرایمرهای پیشرو (Forward) و معکوس (Reverse)

۳- DNA الگو

۴- آب بدون نوکلئاز

و) روش کار

در یک میکروتیوپ استریل و بدون نوکلئاز اجزای زیر را مطابق جدول زیر مخلوط کنید.

غلظت نهایی	واکنش ۵۰ μl	واکنش ۲۵ μl	اجزا
۱X	۱۰ μl	۵ μl	بافر سوپر ۵ X Pfu
۲۰۰ μM	۱ μl	۰/۵ μl	۱۰ mM dNTPs
۰/۵ μM	۲/۵ μl	۱/۲۵ μl	پرایمر پیشرو (Forward) ۱۰ μM
۰/۵ μM	۲/۵ μl	۱/۲۵ μl	پرایمر معکوس (Reverse) ۱۰ μM
۱/۰ واحد / ۵۰ μl PCR	۰/۵ μl	۰/۲۵ μl	DNA پلیمراز سوپر Pfu (۲ U/μl)
<۲۵۰ ng	متغیر	متغیر	DNA الگو
	به حجم ۵۰ μl	به حجم ۲۵ μl	آب دیونیزه بدون نوکلئاز

نکته ۱: مقدار آنزیم بستگی به مقدار الگو دارد اما به طور کلی برای ۵۰ μl واکنش و تکثیر طول‌های کوتاه‌تر از ۲ kb، ۱-۲ U متداول است.

نکته ۲: ضروری است که تمام مراحل بر روی یخ انجام شود و آنزیم سوپر Pfu در انتها افزوده شود تا فعالیت اگزونوکلئازی آنزیم باعث تجزیه پرایمرها نشود.

نکته ۳: بلافاصله بعد از افزودن آنزیم و اسپین کوتاه میکروتیوپ، آن را در دستگاه ترموسایکلر که دمای آن از قبل در روی ۹۵°C تنظیم شده است، قرار دهید.



نکته ۴: برنامه PCR مطابق جدول فوق تنظیم شود. ممکن است برای تکثیر نیاز به بهینه سازی ترکیب پرایمر و الگو باشد.

شرایط چرخه دمایی پیشنهادی برای تکثیر PCR توسط آنزیم سوپر Pfu

این دستورالعمل برای توالی‌های بین ۲۰۰ الی ۲۰۰۰ جفت باز در دستگاه Abi بیوسیستم بهینه‌سازی شده است.

مرحله	دما	زمان
دناتوراسیون اولیه	۹۸°C	۳۰ ثانیه
چرخه ۳۰-۳۵	۹۴-۹۸ °C	۵-۱۰ ثانیه
	۵۰-۷۲°C	۱۰-۳۰ ثانیه
	۷۲ °C	۱۵-۳۰/kb ثانیه
طویل سازی نهایی	۷۲ °C	۵-۱۰ دقیقه
ذخیره	۴ °C	نامحدود

(ز) ملاحظات عمومی

۱- غلظت آنزیم

برای واکنش‌هایی که حجم آنها ۵۰ µl است، ۱ واحد آنزیم سوپر Pfu پیشنهاد می‌شود. زیرا غلظت بالای آنزیم احتمال تجزیه پرایمرها را به دلیل فعالیت اگزونوکلازی آن افزایش می‌دهد.

۲- طراحی پرایمر

توالی پرایمر در تعیین بهترین شرایط برای فعالیت آنزیم حیاتی است. برای پرایمرهایی که T_m بالاتری دارند افزایش دمای اتصال پرایمر توصیه می‌شود. دمای بالا اتصالات غیر اختصاصی را به حداقل می‌رساند و مقدار محصول مورد نظر را افزایش و تشکیل دایمرهای پرایمری را کاهش می‌دهد. فعالیت اگزونوکلازی ۵'→۳' آنزیم ممکن است پرایمرها را تجزیه کند. برای غلبه بر این مشکل توصیه می‌شود پرایمرهای طویل با میزان GC بالا استفاده شود. می‌توان با افزودن پیوند فسفوتیولات در انتهای ۳' آن نیز از هضم محافظت کرد.

۳- DNA الگو

تعداد چرخه‌های PCR به مقدار DNA الگو بستگی دارد. برای غلظت‌های پایین الگو ممکن است تعداد ۴۰ چرخه نیاز باشد.

مقادیر پیشنهادی DNA الگو در یک حجم واکنش ۵۰ µl



الگو	مقدار
DNA ژنومی انسان	۰/۱ μg - ۱ μg
DNA پلاسمید	۰/۵ ng - ۵ ng
DNA فاز	۰/۱ ng - ۱۰ ng
DNA ژنومی باکتری E. coli	۱۰ ng - ۱۰۰ ng

۴- dNTPs

مقدار dNTP پیشنهادی برای هر نوکلئوتید ۰/۲ mM می‌باشد و توصیه می‌شود مقدار برابری از هر ۴ نوکلئوتید استفاده شود. هرگاه در برخی از PCR ها مقدار بیشتری dNTP لازم بود، ضروری است که غلظت Mg^{2+} نیز بر اساس آن افزایش یابد.

۶- پرایمرها

غلظت پیشنهادی برای پرایمرها بین ۰/۱-۱ μM است. غلظت بالای پرایمر اتصال غیر اختصاصی آنها و تولید محصولات PCR غیراختصاصی را افزایش می‌دهد. در مورد پرایمرهای degenerate و پرایمرهای مورد استفاده در PCR های طولانی غلظت بالایی از پرایمرها در محدوده ۰/۱-۳ μM توصیه می‌شود.

نکته: آنزیم DNA پلیمراز سوپر pfu قادر است نوکلئوتیدهای تغییر یافته مثل نوکلئوتیدهای متصل به بیوتین، دیژوکسیژن و فلورسنت را بعنوان سوبسترا در سنتز DNA مورد استفاده قرار دهد.