

## کیت اندازه‌گیری کمی مالون دی آلدئید


### (MDA quantitation kit)

(Cat-No: S1174-100 □, S1174-200 □)

#### الف) مقدمه

یکی از مکانیسم‌های آسیب سلولی در جانوران و گیاهان پراکسیداسیون لیپیدی می‌باشد. پراکسیدهای لیپیدی شاخص‌های بسیار ناپایداری از استرس اکسیداتیو در سلول‌ها می‌باشد که با تجزیه به ترکیبات واکنش-پذیری مثل مالون دی‌آلدئید (MDA) و ۴-هیدروکسی نئونال (4-HNE) تبدیل می‌شوند. اکسیداسیون لیپیدها در *in vitro* بواسطه انواع فاکتورهای پرواکسیدانت و در *in vivo* در اثر بسیاری از بیماری‌ها یا پیری رخ می‌دهد. سنجش محصول نهایی پراکسیداسیون لیپیدی یکی از روشهای مقبول برای اثبات آسیب اکسیداتیو می‌باشد. فرآورده‌های آلدئیدی فوق به عنوان مارک‌های استرس اکسیداتیو پذیرفته شده‌اند.

مواد واکنش‌پذیر با تیوباریتوریک اسید (TBARS) یک سنجش رایج برای نشان دادن پراکسیداسیون لیپیدی می‌باشد. پروتکل حاضر یک روش ساده و سریع در بررسی نمونه‌های دارویی، غذایی، انسانی، جانوری و گیاهی می‌باشد. از نظر مکانیسمی MDA با نسبت ۱:۲ با تیوباریتوریک اسید ترکیب می‌شود (شکل ۱).



ترکیب MDA-TBA از واکنش MDA موجود در نمونه‌ها با TBA تشکیل می‌شود و می‌توان مقدار آن را با اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری کرد. سطح و مقدار TBARS را می‌توان از طریق استاندارد MDA تعیین کرد.

آزمون TBARS اطلاعات وسیعی از فعالیت رادیکال‌های آزاد شده شرایط مختلف از قبیل بیماری‌ها و اثرات پراکسیدانت‌ها و آنتی‌اکسیدانت بدست می‌دهد. اگرچه اختصاصیت TBARS برای ترکیبات دیگری غیر از MDA بحث برانگیز است اما این روش برای نمایش پراکسیداسیون لیپیدی یک روش پذیرفته شده است. لیپیدهای دارای اسیدهای چرب غیر اشباع مقادیر TBARS بیشتری تولید می‌کنند. TBARS مداخله‌گر محلول موجود در نمونه، را می‌توان با رسوب دادن لیپوپروتئین‌ها توسط اسیدها به حداقل رساند.

نمونه‌های بیولوژیکی ممکن است دارای مخلوط از مواد واکنش‌پذیر با تیوباریتوریک اسید (TBARS) مثل هیدروپراکسیدها و آلدئید داشته باشند. هرگاه مقادیر TBARS بالایی به دست آمد باید سنجش‌های اختصاصی‌تری از قبیل HPLC بکار گرفته شود.

کیت شرکت آرسام فرازیست یک سیستم ساده، تکرار پذیر و ارزان قیمت برای بررسی پراکسیداسیون لیپیدی در نمونه‌های ادرار، پلاسما، سرم، لیزات سلولی، هموزنات بافتی و حتی نمونه‌های غذایی مثل کباب، چیپس و سایر سرخ‌کردنی‌ها می‌باشد. همچنین کیت حاضر دارای استاندارد MDA به عنوان کنترل مثبت می‌باشد.

#### ب) اساس آزمون

آزمون TBARS یک روش کمی مستقیم در اندازه‌گیری MDA نمونه‌های زیستی می‌باشد. نمونه‌های دارای MDA و استانداردهای MDA ابتدا با TBA در ۹۵ °C واکنش می‌دهند. بعد از چند دقیقه انکوباسیون، نمونه‌ها و استانداردها را می‌توان توسط اسپکتروفتومتر یا فلوریمتر سنجش کرد. مقدار MDA نمونه‌های مجهول را می‌توان با مقایسه آن با منحنی استاندارد MDA تعیین کرد.

#### ج) محتویات کیت

ردیف	نام ماده یا معرف	مقدار برای ۱۰۰ سنجش	مقدار برای ۲۰۰ سنجش
۱	استاندارد MDA (۱ mM)	۱ ml	۱ ml
۲	تیوباریتوریک اسید	۵۰ ml	۱۰۰ ml
۳	محلول 100X BHT	۰/۵ ml	۱ ml
۴	بافر لیز	۵۰ ml	۱۰۰ ml
۵	TCA	۲۵ ml	۵۰ ml
۶	کووت پلاستیکی	۲	۲

#### موادی که در کیت گنجانده نشده است

- ۱- نمونه‌های مجهول دارای MDA، پلاسما، سرم، ادرار، لیزات سلولی یا بافتی
- ۲- میکروتیوب و سانتریفیوژ
- ۳- هیتربلاک، انکوباتور یا حمام آب گرم
- ۴- n- بوتانول
- ۵- پلیت ته صاف ۹۶ چاهی
- ۶- میکروپلیت ریدر یا اسپکتروفتومتر
- ۷- فلوریمتر یا میکروپلیت ریدر فلوریمتر دارای توانایی تصحیح در طول موج ۵۴۰ و خوانش نشر ۵۹۰

#### د) نگهداری کیت

تمامی محتویات کیت بجز استاندارد MDA در ۴ °C نگهداری شود. استاندارد MDA در ۲۰- نگهداری شود.



ه) آماده سازی معرفها

محلول BHT 1X : آنتی‌اکسیدانت BHT را در غلظت نهایی 1X به هر نمونه بیافزایید تا از اکسیداسیون بیشتر نمونه ها در طی آماده سازی و واکنش TBA جلوگیری شود. برای مثال برای تهیه 1 ml نمونه کافی است 100 μl از محلول 100 X برداشته و به نمونه افزوده شود.

و) آماده سازی نمونه

تمامی نمونه‌ها باید بلافاصله بعد از تهیه سنجش شوند یا اینکه در 80°C- بمدت 2-1 ماه نگهداری شوند.

1- **نمونه بافتی:** به دلیل اینکه هموگلوبین با آزمون MDA تداخل ایجاد می کند بافت باید عاری از خون باشد. نمونه بافت را در بافر لیز دارای 1X BHT حل کنید (20٪ وزنی حجمی: برای مثال 0.2 گرم را در حجم نهایی 1ml در بافر لیز هموزن کنید). بافت را بر روی یخ هموزن نموده و بمدت 5 دقیقه در 14000 سانترفیوژ کرده و سوپرناتانت را جمع آوری کنید. سوپرناتانت را می‌توان مستقیماً برای تعیین مقدار TBARS یا MDA اندازه-گیری کرد و مقداری از آن (10 μl) را برای تعیین غلظت پروتئین توسط روش برادفورد یا لوری استفاده کرد.

2- **نمونه پلاسما:** به منظور کاهش هموگلوبین و تداخل ناشی از آن نمونه پلاسما بلافاصله بعد از اخذ خون جدا شود. سپس BHT 1X به آن افزوده شود تا دچار اکسیداسیون اضافی نشود. نمونه پلاسما را می‌توان مستقیماً بدون اینکه تحت فرایند خاصی قرار گیرد سنجش کرد.

3- **نمونه سلول:** سلولها را به مقدار  $10^7 \times 2-1$  سلول در هر میلی لیتر در بافر لیز دارای 1X BHT حل کرده و بر روی یخ سونیکه یا هموزن کنید و بعد از سانترفیوژ در 14000 به مدت 5 دقیقه مایع رویی را برای سنجش جمع آوری نمایید.

4- **نمونه ادرار:** به منظور حذف ذرات نامحلول ادرار را در 14000 به مدت 5 دقیقه سانترفیوژ کرده و سوپرناتانت را مستقیماً برای سنجش MDA استفاده کنید.

ز) آماده سازی نمونه استاندارد

با رقیق سازی سریالی استاندارد MDA در محدوده غلظتی 200-0 μM در آب دیوار تقطیر یا دیونیزه استاندارد های MDA را مطابق جدول زیر در میکروتیوب‌ها تهیه کنید. لوله شماره 10 بلانک یا کنترل منفی می‌باشد.

نکته: توصیه می‌شود استانداردها را با 2 تکرار تهیه کنید.

استاندارد	استاندارد MDA (μl)	آب (μl)	استاندارد MDA (μM)
1	200	800	200
2	500 μl از لوله شماره 1	500	100
3	500 μl از لوله شماره 2	500	50
4	500 μl از لوله شماره 3	500	25
5	500 μl از لوله شماره 4	500	12.50
6	500 μl از لوله شماره 5	500	6.25
7	500 μl از لوله شماره 6	500	3.13
8	500 μl از لوله شماره 7	500	1.56
9	500 μl از لوله شماره 8	500	0.78
10	0	500	0

ح) روش سنجش

1) به 500 μl از نمونه‌های مجهول و استانداردهای فوق، 250 μl TCA اضافه نمایید.

**نکته:** در صورتی که حجم نمونه کم باشد به همان میزان بقیه معرف-ها را کم نمایید.

2) میکروتیوب‌ها را در دمای 95°C به مدت 10 دقیقه انکوبه کنید و پس از سرد کردن به مدت 10 دقیقه در 14000 سانترفیوژ نمایید.

3) 500 μl از مایع رویی را برداشته و بر روی آن 500 μl محلول TBA بیفزایید و آنها را به مدت 30 الی 45 دقیقه در دمای 95°C انکوبه کنید.


4) میکروتیوب‌ها را پس از سرد کردن به مدت 10 دقیقه در 14000 سانترفیوژ نمایید.

5) نمونه‌های استاندارد و نمونه‌های مجهول را در طول موج 532 nm توسط اسپکتروفتومتر و یا میکروپلیت ریدر قرائت نمایید.

**نکته 1:** جداسازی توسط بوتانول: برای ممانعت از تداخل هموگلوبین با مشتقات آن جداسازی توسط بوتانول توصیه می‌شود.

**الف)** 600 μl از مایع رویی مرحله 4 به میکروتیوب دیگر ریخته شود و 600 μl n-بوتانول روی آن افزوده شود و بعد از 2-1 دقیقه ورتکس در دور 14000g به مدت 5 دقیقه سانترفیوژ شود.

**ب)** فراکشن بوتانول را برای آنالیزهای بعدی جمع‌آوری کنید.



**نکته ۲:** برای خوانش توسط اسپکتروفتومتر از کووت پلاستیکی یا شیشه‌ای استفاده شود.

**نکته ۳:** برای خوانش توسط دستگاه میکروپلیت‌ریدر کافی است ۲۰۰ میکرولیتر از حجم‌های نهایی فوق را به میکروپلیت منتقل کنید و یا اینکه مقادیر مراحل مختلف را به نسبت کم کنید (Scale down).

**نکته ۴:** برای اندازه‌گیری فلوریمتر از طول موج تهییجی ۵۴۰ nm و طول موج نشری ۵۹۰ nm استفاده شود.

#### ط) تفسیر نتایج

(۱) بعد از اخذ داده‌ها توسط اسپکتروفتومتر و یا میکروپلیت ریدر منحنی استاندارد را در برنامه Excel به صورت زیر ترسیم کنید. سپس با به دست آوردن خط برازش (trendline) و معادله آن خط، مقدار x جذب نمونه‌های مورد مطالعه را از معادله خط ساده  $y = ax + b$  بدست آورید.

(۲) برای بدست آوردن مقدار MDA بر حسب  $\mu\text{M}/\text{mg pr}$  یا  $\text{nmol}/\text{mg pr}$  مقدار هر نمونه را به مقدار پروتئینی آن تقسیم نمایید. مقدار پروتئین توسط روش برادفورد یا لوری قابل برآورد می‌باشد.

#### ی) منابع:

- Zeb A, Ullah F. A Simple Spectrophotometric Method for the Determination of Thiobarbituric Acid Reactive Substances in Fried Fast Foods. Journal of Analytical Methods in Chemistry. 2016;2016:5
- Khoubnasabjafari M, Ansarin K, Jouyban A. Reliability of malondialdehyde as a biomarker of oxidative stress in psychological disorders. Bioimpacts. 2015;5(3):123-7.
- Mertens K, Rogiers V, Vercruyse A. Measurement of malondialdehyde in cultures of adult rat hepatocytes. Toxicology in Vitro. 1993 1993/07/01;7(4):439-41.

#### ک) رفع اشکال

مشکل	علت احتمالی	راه حل پیشنهادی
۱- سنجش جواب نمی‌دهد	۱- بافرهای سنجش سرد هستند ۲- یکی از مراحل سنجش فراموش شده است ۳- طول موج دستگاه صحیح تنظیم نشده است ۴- نوع پلیت ۹۶ چاهکی تفاوت دارد.	۱- قبل از استفاده بافرها در دمای اتاق قرار گیرد ۲- مراحل سنجش بازبینی شود ۳- طول موج دستگاه بررسی شود ۴- برای سنجش‌های کالریتری از پلیت‌های روشن و برای سنجش‌های فلورسانس پلیت‌های تاریک با ته روشن استفاده شود.
۲- نمونه‌ها دارای خوانش‌های متغیر هستند	۱- نمونه‌ها در بافرهای متفاوت تهیه شده اند ۲- نمونه‌های بافتی یا سلولی کاملاً هموزن نشده‌اند ۳- نمونه‌ها چندین بار فریز-دفریز شده‌اند ۴- در نمونه‌ها مواد مداخله کننده وجود دارند ۵- نمونه‌ها کهنه هستند	۱- از بافرهای سنجش موجود در کیت استفاده شود ۲- هموزنی‌سازی نمونه تکرار شود ۳- اگر قرار است چند بار از آنها استفاده شود نمونه‌ها را الیکوت کنید ۴- نمونه‌ها رقیق شود ۵- از نمونه‌های تازه استفاده شود
۳- مقادیر جذب نمونه‌ها و استانداردها کمتر یا بیشتر هستند	۱- تاریخ انقضای کیت تمام شده ۲- زمان و دمای انکوباسیون متفاوت است ۳- مقادیر حجم‌های متفاوتی استفاده شده است ۴- اجزای کیت به درستی تهیه نشده است	۱- بررسی تاریخ انقضای کیت ۲- زمان و دمای انکوباسیون مطابق کیت باشد ۳- از بیبت‌های کالیبره شده استفاده شود ۴- اجزای کیت را مطابق با دستورالعمل کیت تهیه کنید
۴- منحنی استاندارد خطی نیست	۱- خطای بیبت در تهیه استانداردها و مخلوط واکنش ۲- حباب‌های هوا در ول‌ها ۳- غلظت استوک استانداردها صحیح نیست ۴- محاسبات غلط ۵- معرف‌هایی از کیت جایگزین شده است	۱- در بیبت کردن دقت شود ۲- به آرامی بیبت شود یا حباب‌ها از بین برده شود ۳- بر اساس دستورالعمل کیت تهیه شود ۴- بررسی مجدد محاسبات ۵- از معرف‌های همان کیت استفاده شود