

## کیت استخراج پروتئین تام توسط RIPA

### RIPA-total protein extraction kit

(Cat-No: SK1151-50 □, SK1151-100 □)

هفته در 4°C و به مدت شش ماه در 20°C پایدار است. بهتر است بافر و کوکتل ها الیکوت شده و از فریز و دفریز بافر به صورت مکرر خودداری گردد. در صورت نگهداری بافر در شرایط مناسب، بافر تا یک سال پایدار می باشد.

#### ج) روش کار

بر اساس منبعی که قرار است پروتئین از آن جداسازی شود روش استخراج متفاوت خواهد بود:

#### ۱- نمونه سلولی

این پروتکل را می توان برای انواع رده های سلولی چسبنده و سوسپانسیون به کار برد. ممکن است بهینه سازی شرایط برای هر نمونه ای لازم باشد که بایستی قبل از استخراج در نظر گرفته شود.

- ۱- سلولهای سوسپانسیون را درون اپندورف جمع آوری کرده و به مدت ۵ دقیقه در 1000 rpm / 600g سانتریفیوژ کنید.
- ۲- محلول رویی را دور ریخته و با PBS سرد رسوب را حل کرده و مجدداً در 1000 rpm سانتریفیوژ کنید محلول رویی را دور بیندازید. این مرحله بهتر است دو بار تکرار گردد.

نکته: در مورد سلول های چسبنده، بایستی پس از حذف محیط رویی و افزودن مقداری PBS سرد، با اسپرایر سلولها را از سطح پتری دیش یا فلاسک جدا و درون یک اپندورف جمع آوری نمود. سپس به مدت ۵ دقیقه در 1000 rpm / 600g سانتریفیوژ کرد. محلول رویی را دور ریخته و مجدداً با PBS سرد رسوب را حل کرده و مجدداً در 1000 rpm سانتریفیوژ کنید محلول رویی را دور بیندازید.

- ۳- به رسوب سلولی مقدار مناسب بافر لیز RIPA حاوی مهار کننده را اضافه کرده و پس از سوسپانسیون کردن رسوب به مدت ۱۵ ثانیه ورتکس نمایید و به مدت ۳۰ دقیقه روی یخ در 4°C انکوبه نمایید. هر ۱۰ دقیقه یکبار به مدت ۱۵ ثانیه ورتکس کنید.

**نکته:** حجم بافر استخراج به تعداد سلولی و میزان بیان پروتئین هدف و میزان فسفریلاسیون پروتئین مورد نظر دارد. حجم اولیه مناسب برای تعداد 10<sup>۸</sup>-10<sup>۷</sup> سلول حدود ۱ ml بافر لیز RIPA می باشد.

- ۴- نمونه ها را در 13000 rpm به مدت ۱۵ دقیقه در 4°C سانتریفیوژ کنید.

۸۰°C- به مدت یک ماه نگهداری گردد. از فریز/دفریز مکرر نمونه ها جداً باید خودداری گردد.

#### الف) مقدمه

بافر لیز RIPA (Radioimmunoprecipitation assay buffer) یک محلول کامل شامل دترجنت های یونی و غیر یونی است که قادر به لیز و محلول سازی طیف وسیعی از پروتئین ها از انواع سلولهای چسبنده، سوسپانسیون و انواع بافت های نرم جانوری می باشد. از آنجایی که اکثر پروتئین ها و آنتی بادی ها تحت تاثیر اجزای تشکیل دهنده این بافر قرار نمی گیرند، لذا به طور گسترده به عنوان بافر لیز و بافر شستشو درسنجش های تمایلی pull down از جمله رسوبدهی ایمنی مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، بافر لیز RIPA میانکنش های غیر اختصاصی بین پروتئین ها را به حداقل رسانده و با حفظ میانکنش های اختصاصی، امکان مطالعه میانکنش های پروتئین- پروتئین را فراهم می آورد. پروتئین های استخراج شده با بافر RIPA برای انواع روش های الایزا، SDS-PAGE PAGE، وسترن بلات، رسوبدهی ایمنی و سنجش آنزیمی سازگار است.

این بافر حاوی انواع مهارکننده های پروتئازی و فسفاتازی می باشد. بافر RIPA حاضر بصورت 1X و آماده مصرف می باشد. اما برخی از مهار کننده های آن بصورت کوکتل 100X در کیت گنجانده شده است که قبل از مصرف ۱۰ میکرولیتر از آن به یک میلی لیتر بافر افزوده شود.

**کاربردهای کیت:** این بافر استخراج مناسب برای تهیه نمونه جهت وسترن بلات WB، ELISA، SDS-PAGE، Co-IP، تخلیص پروتئین و سنجش های آنزیمی می باشد.

#### ب) محتویات کیت

مقدار	نام ماده	
۱۰ ml	بافر RIPA	۱
۱ ml	کوکتل مهار کننده پروتئیناز ۱ و ۲	۲

#### نگهداری کیت

بافر استخراج پروتئین و کوکتل های مهار کننده بایستی در کمتر یا مساوی ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری شود. این بافر به مدت ۲-۳ محلول رویی را برداشته پس از الیکوت کردن تا زمان استفاده برای آنالیزهای بعدی از جمله سنجش غلظت پروتئین، WB در



## ۲- نمونه بافت

- ۱- نمونه بافتی نظیر بافت کبدی را پس از خارج کردن جهت حذف کامل سلول های خونی با PBS سرد شستشو دهید.
  - ۲- مقدار مناسب بافر لیز حاوی مهارکننده پروتئازی را به بافت اضافه کنید. نمونه ها روی یخ هموزنه کنید. پیشنهاد می شود که نسبت مقدار بافت به بافر RIPA حدود ۳:۱۰ باشد بطوریکه برای ۳۰ میلی گرم بافت بایستی ۱۰۰ میکرولیتر بافر لیز به کار برد.
  - ۳- پس از هموزناسیون، نمونه ها را به مدت ۳۰ دقیقه روی یخ در ۴°C انکوبه نمایید و هر ۱۰ دقیقه یکبار به مدت ۱۵ ثانیه ورتکس کنید.
  - نکته: برای کاهش ویسکوزیتی لیزات بافتی و حصول اطمینان از لیز کامل بافت می توان نمونه را به مدت یک دقیقه با تناوب ۵ ثانیه ای روی آب یخ سونیکه کرد.
  - ۴- در پایان، نمونه ها را در ۱۳۰۰۰ rpm به مدت ۱۵ دقیقه در ۴°C سانتریفیوژ کرده و محلول رویی را پس از الیکوت کردن تا زمان استفاده در ۸۰- نگهداری نمایید.
- نکته:** برای اطمینان از استخراج پروتئین، پس از تعیین غلظت پروتئین کل به روش برادفورد (SK1144) یا لوری (SK1145)، الگوی آن را بر روی ژل SDS-APGE ۱۲٪ مشاهده کنید.