

کیت آرسام فرا زیست NO_2^- را در بسیاری از انواع سیستم‌ها و مایعات بیولوژیک از قبیل پلاسما، سرم، ادرار، محیط کشت سلول و بافت تشخیص می‌دهد. حساسیت کیت حاضر $0.15 \mu\text{M}$ یا 0.15 nmol/ml می‌باشد.

ب) محتویات کیت

نام ترکیب	۱۰۰ واکنش	۲۰۰ واکنش
۱ بافر لیز	۱۰۰ ml	$2 \times 100 \text{ ml}$
۲ محلول سولفانیل آمید	۵ ml	۱۰ ml
۳ محلول NED	۵ ml	۱۰ ml
۴ استاندارد نیتريت ۱۰ mM	۰/۵ ml	۰/۵ ml
۵ کووت پلاستیکی	۲	۲

نگهداری: محتویات کیت را در دور از روشنائی و در 4°C نگهداری کنید.

ج) آماده سازی استاندارد نیتريت

قبل از هر سنجش نمونه باید یک منحنی استاندارد نیتريت ترسیم شود. استاندارد و سنجش‌ها را می‌توان هم در کووت و هم در میکروپلیت انجام داد. برای نیل به این هدف بصورت زیر عمل شود.

۱- روش لوله آزمایش یا کووت

- با رقیق کردن $1:100$ محلول استاندارد نیتريت موجود در کیت، یک میلی لیتر محلول $100 \mu\text{M}$ استاندارد تهیه کرده و سپس به صورت زیر غلظت‌های سریالی تهیه کنید.

آب مقطر (μl)	استاندارد (μl)	غلظت نهایی استاندارد (μM)
۱۰۸۰	۷۲۰	۴۰
۹۰۰	۹۰۰ از مخلوط فوق	۲۰
۹۰۰	۹۰۰ از مخلوط فوق	۱۰
۹۰۰	۹۰۰ از مخلوط فوق	۵
۹۰۰	۹۰۰ از مخلوط فوق	۲/۵
۹۰۰	۹۰۰ از مخلوط فوق	۱/۲۵
۹۰۰	۹۰۰ از مخلوط فوق	۰/۶۲۵
۹۰۰	۹۰۰ از مخلوط فوق	۰/۳۱۲

بعد از تهیه غلظت‌های فوق، به $100 \mu\text{l}$ از هر یک از نمونه‌های استاندارد $50 \mu\text{l}$ از سولفانامید را اضافه کرده و بعد از مخلوط کردن، به مدت ۵

کیت سنجش نیتريك اكساید

Nitric Oxide Assay Kit

(Cat-No: S1184-100 □, S1184-200 □)


الف) مقدمه


گونه‌های فعال نیتروژن (RNS) و گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) با همکاری یکدیگر باعث آسیب به سلول می‌شوند که به نوبه خود باعث انواع بیماری‌ها می‌شود. RNS به گروهی از مولکولها گفته می‌شود که از نیتريك اكساید (NO) و آنیون سوپراکسید (O_2^-) که به ترتیب توسط آنزیم‌های نیتريك اكساید سنتاز (NOS) و NADPH اکسیداز تولید می‌شوند، مشتق می‌شوند.

NO از اسید آمینه آرژنین توسط آنزیم نیتريك اكساید سنتاز به کمک O_2 و NADPH_2 تولید می‌شود. به طور کلی ۴ نوع آنزیم نیتريك اكساید سنتاز وجود دارد، که شامل nNOS (ایزوزیم بافت عصبی و عضلانی)، iNOS (ایزوزیم سیستم ایمنی و قلبی عروقی)، eNOS (ایزوزیم اندوتلیومی) و bNOS (ایزوزیم باکتریایی) می‌باشند.

به علاوه، نیتريك اكساید به‌عنوان مولکول افکتور و پیامبر فیزیولوژیک در بسیاری از سیستم‌های زیستی از جمله بافت‌های ایمنی، عصبی و سیستم قلبی عروقی و نیز به عنوان یک میانجی در بیماری‌های متعددی از جمله بیماری‌های عروقی، دیابت، ایسکمی کلیوی، سرطان و بیماری‌های التهابی نقش ایفا می‌کند. لذا، به دلیل نقش NO در سیستم‌های فوق سنجش مقدار آن در بافت‌ها و مایعات زیستی اهمیت زیادی دارد. علی‌رغم این، به دلیل طول عمر بسیار ناپایدار آن، کمی‌سازی مستقیم آن در سیستم‌ها و روش‌های تشخیصی ممکن نیست. بنابراین رایج‌ترین روش اندازه‌گیری آن سنجش نیتريت (فرآورده نهایی اکسید شده آن) می‌باشد. برای سنجش تشکیل NO، میزان نیتريت (NO_2^-) که یکی از دو فرآورده NO می‌باشد، را اندازه‌گیری می‌کنند. این مولکول برخلاف NO، پایدار و غیر فرار می‌باشد. این روش برای اولین بار توسط گریس (Griess) ارائه شد و به همین دلیل به تست گریس نیز معروف است.

کیت سنجش NO بر اساس واکنش زیر است که در آن NO_2^- یا سولفانیل‌آمید و N-1- نفتیل اتیلن دی آمین دی کلراید (NED) در شرایط اسیدی (فسفریک اسید) واکنش داده و مطابق شکل زیر ترکیب آزو تولید می‌کند.





نکات مهم

۱- سولفانیل آمید و NED برای اتصال به نیتریت رقابت می کنند. برای دستیابی به بیشترین حساسیت دو تا مورد فوق را پشت سر هم و جداگانه اضافه کنید. ابتدا محلول سولفانیل آمید را به نمونه اضافه نمایید و بعد از ۱۰-۵ دقیقه محلول NED را بیفزایید.

۲- برای دستیابی به مقدار دقیق NO_2^- یک منحنی استاندارد به کمک استاندارد موجود در کیت توسط آب مقطر یا بافر موجود در نمونه ترسیم شود. به دلیل حساسیت واکنش گریس با مواد مداخله گر موجود در محیط واکنش، ممکن است حساسیت کیت تغییر کند.

منابع (و)

- Iverson NM, Hofferber EM, Stapleton JA. Nitric Oxide Sensors for Biological Applications. *Chemosensors*. 2018;6(1):8.
- Csonka C, Páli T, Bencsik P, Görbe A, Ferdinandy P, Csont T. Measurement of NO in biological samples. *Br J Pharmacol*. 2015;172(6):1620-32.
- Förstermann U, Li H. Therapeutic effect of enhancing endothelial nitric oxide synthase (eNOS) expression and preventing eNOS uncoupling. *Br J Pharmacol*. 2011;164(2):213-23.

دقیقه در دمای اتاق در تاریکی انکوبه کنید. سپس ۵۰ μl از NED بر روی آن ریخته و بعد از مخلوط کردن در طول موج بین ۵۲۰-۵۴۰ nm قرائت شود و نمودار استاندارد آن ترسیم شود.

۲) روش میکروپلیت

در این روش تمامی موارد ذکر شده برای فوق به یک پنجم کاهش یابد. بدین صورت که در یک میکروپلیت ته صاف به صورت دو یا سه تکرار مطابق جدول زیر مخلوط واکنش تهیه شود.

غلظت نهایی استاندارد (μM)	استاندارد (μl)	آب مقطر (μl)
۴۰	۱۴۴ μl	۲۱۶ μl
۲۰	۱۸۰ از مخلوط فوق	۱۸۰
۱۰	۱۸۰ از مخلوط فوق	۱۸۰
۵	۱۸۰ از مخلوط فوق	۱۸۰
۲/۵	۱۸۰ از مخلوط فوق	۱۸۰
۱/۲۵	۱۸۰ از مخلوط فوق	۱۸۰
۰/۶۲۵	۱۸۰ از مخلوط فوق	۱۸۰
۰/۳۱۲	۱۸۰ از مخلوط فوق	۱۸۰

به مخلوط فوق ۱۰ μl سولفانامید اضافه کرده و بعد از مخلوط کردن به مدت ۵ دقیقه در دمای اتاق انکوبه شود. در نهایت ۱۰ μl از معرف NED به آن افزوده شده و جذب آن در طول موج بین ۵۲۰-۵۴۰ nm قرائت و سپس با استفاده از میانگین جذبها منحنی استاندارد آن ترسیم شود.

د) سنجش NO_2^- در نمونه

بسته به روش لوله آزمایش یا روش میکروپلیت به ترتیب ۲۰ μl و یا ۴ μl از نمونه را در داخل لوله آزمایش یا چاهک ریخته و سپس به ترتیب بر روی آن ۸۸۰ μl و یا ۱۷۶ μl آب مقطر ریخته و مخلوط کنید. در مرحله بعد به ترتیب ۵۰ μl و یا ۱۰ μl سولفانامید اضافه کرده و به مدت ۵ دقیقه در دمای اتاق در تاریکی انکوبه شود. در نهایت بعد از افزودن به ترتیب ۱۱ μl و ۵۰ μl معرف NED و مخلوط نمودن، آن را در طول موج بین ۵۲۰-۵۴۰ nm قرائت کنید.

ه) آنالیز داده ها

به کمک منحنی استاندارد و با استفاده از معادله خط برازش (Trendline) مقدار X را برای جذب نمونه (های) مجهول پیدا کنید. عدد حاصله مقدار NO را با واحد μM نشان می دهد. با تقسیم عدد NO به مقدار پروتئین موجود (mg/ml) در نمونه مقدار NO برحسب nmol/mg pr به دست می آید. برای محاسبه غلظت NO برحسب nmol/mg pr لازم است غلظت پروتئین را با روش برادفورد یا لوری می توانید سنجش کنید.

منحنی استاندارد زیر به روش لوله آزمایش انجام، جذب آن توسط اسپکتروفتومتر LKB قرائت شده و رسم شده است.