

کیت سنجش ظرفیت آنتی اکسیدانسی تام

Total antioxidant capacity (TAC) Assay Kit

(ABTS Method)

(Cat-No: S1192-100 □, S1192-200 □)

الف) مقدمه

به طور کلی دو نوع سیستم آنتی اکسیدانسی وجود دارد که شامل: ۱) سیستم آنزیمی در برگزیده آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و گلوکوتایون پراکسیداز (GPx) ۲) سیستم غیر آنزیمی شامل اسید اوریک، ویتامین‌های C و E، گلوکوتایون، بیلی‌روبین، و آلفا لیپوئیک اسید می‌باشد. ظرفیت آنتی اکسیدانسی تام به مجموعه اثرات تمامی آنتی اکسیدانتهای موجود در خون و مایعات بافتی اطلاق می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیستم آنتی اکسیدانسی به مقدمه سایر کیت‌های آنتی اکسیدانسی مثل کیت سنجش گلوکوتایون موجود در وبسایت مراجعه شود.

اساس سنجش

در این روش ABTS در حضور یک اکسیدان مناسب به $ABTS^{+}$ سبز اکسید شده که در حضور آنتی اکسیدانت مهار می‌شود. ظرفیت آنتی اکسیدانسی تام (TAC) نمونه را می‌توان با اندازه‌گیری جذب $ABTS^{+}$ در ۴۱۴ nm اندازه‌گیری کرد.

تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانسی تام در نمونه‌های سرمی، پلاسمایی، بافت، ادرار و ... می‌باشد.

ب) محتویات کیت

مقدار	نام ماده	
۱۰۰ ml	بافر لیز	۱
۱ ml	ABTS 10X	۲
۱ ml	پتاسیم پرسولفات 10 X	۳
۱ ml	آنتی اکسیدانت مرجع	۴

ج) مراحل انجام سنجش

تهیه محلول رادیکال ABTS

برای آماده‌سازی رادیکال کاتیونی ABTS مقدار $100 \mu\text{l}$ از استوک ABTS را در $800 \mu\text{l}$ آب دوبار تقطیر حل کرده و سپس روی آن $100 \mu\text{l}$ از پتاسیم پرسولفات ۱۰X اضافه نمایید. پس از گذشت یک ساعت محلول حاصله که حاوی



رادیکال‌های آزاد می‌باشد به نسبت ۱:۵ با آب مقطر رقیق شده و جذب آن در طول موج ۴۱۴nm در حدود یک تنظیم شود. (در صورتی که جذب بالاتر بود رقیق‌سازی شود).

۱- آماده‌سازی استاندارد

محلول‌های استاندارد را هم می‌توان در لوله آزمایش و هم در میکروپلیت آماده کرد و جذب آنها را می‌توان به ترتیب توسط دستگاه‌های اسپکتروفتومتر و میکروپلیت ریدر خواند. جدول زیر برای خوانش توسط اسپکتروفتومتر تنظیم شده است. برای انجام آزمایش توسط روش میکروپلیت مقادیر ذکر شده را ۵ برابر کمتر کنید.

از محلول استاندارد ۱۰ mM غلظت‌های مختلف ۱-۰ mM مطابق جدول زیر به صورت سریالی تهیه کنید. سپس به μl ۵۰۰ از محلول کاری حاوی رادیکال ABTS^+ ، μl ۵۰۰ از نمونه‌های استاندارد افزوده شده و بعد از ۵ دقیقه جذب نمونه‌ها در طول موج ۴۱۴ nm قرائت شود.

VitC (μM)	۱۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰	۱۲۵	۶۲/۵	۳۱/۲۵	۰
VitC (10 mM)	۲۰۰ μl	۵۰۰ μl از غلظت قبلی	۵۰۰ μl از غلظت قبلی	۵۰۰ μl از غلظت قبلی	۵۰۰ μl از غلظت قبلی	۵۰۰ μl از غلظت قبلی	۰
آب مقطر (μl)	۸۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰

به μl ۵۰۰ از نمونه‌های استاندارد فوق μl ۵۰۰ از محلول کاری حاوی رادیکال ABTS^+ اضافه شود

۲- آماده سازی نمونه

- نمونه‌های مایع

شامل نمونه‌هایی مثل نمونه‌های سرمی، پلاسمایی، بزاق، ادرار، مایع رویی سلولی یا سایر مایعات می‌باشند. نمونه‌های خونی باید کاملاً سرم یا پلاسما از خون جداسازی شود (همولیز نشود). نمونه‌های ادرار، بزاق یا نمونه‌های مایع مستقیماً برای سنجش استفاده شوند. توصیه می‌شود که از EDTA به عنوان ضد انعقاد استفاده نشود بلکه هپارین یا سترات سدیم استفاده شود.

- نمونه سلول

سلول‌ها را جمع آوری کنید (سلول $>10^6$) توصیه می‌شود به جای تریپسین یا EDTA از خراش دهنده استفاده شود. سپس آن را در حدود μl ۵۰۰-۳۰۰ بافر PBS حل کرده و هموزن یا اولتراسونیک کنید تا غشا سلول‌ها کاملاً تخریب شده و آنتی اکسیدانت‌های آن آزاد شود. لیزات سلول‌ها را به مدت ۱۰ دقیقه در 4°C با دور ۱۰۰۰۰g سانتریفیوژ کرده و مایع رویی را برای سنجش غلظت پروتئین و TAC جمع آوری نمایید.

- نمونه بافتی




بافت را بعد از توزین دقیق با نسبت ۲۰٪ در PBS حل کرده و بطور مکانیکی در یک هاون چینی هموژن نمائید. سپس در ۱۰۰۰۰ g در ۴°C به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ نموده و مایع رویی را جمع‌آوری شود. مقداری از آن را برای سنجش غلظت پروتئین و باقیمانده را برای سنجش TAC استفاده کنید.

۳- سنجش نمونه

برای سنجش مقدار TAC نمونه‌های مجهول کافی است ۵-۱۰ μl از آنها را با آب مقطر به حجم ۵۰۰ μl رسانده و سپس ۵۰۰ μl از محلول کاری حاوی رادیکال ABTS⁺ به هر یک از آنها اضافه نمایید. بعد از ۵ دقیقه جذب نمونه‌ها در طول موج ۴۱۴ nm قرائت شود.

(د) آنالیز نتایج

مقادیر جذب نمونه‌های استاندارد را در برابر غلظت آن در یک نمودار به صورت زیر ترسیم نمایید سپس معادله‌ی خط برازش (trendline) را به دست بیاورید و به کمک معادله $y = ax + b$ مقدار x را برای نمونه مجهول بدست بیاورید.



در صورت بروز هر گونه ابهام، مشکل یا اشتباه با کارشناسان پشتیبانی فنی آرسام فرا زیست در میان بگذارید. کارشناسان ما با شماره تلفن ۰۹۱۴-۷۱-۵۷۴-۷۱ از طریق تلگرام و یا ایمیل ArсамFaraZist@gmail.com برای ارائه راهنمایی و رفع مشکل حاضر هستند.